

VIO® 100 C**No: 10140-500**

Das VIO-Kompaktgerät für die chirurgische Praxis



Die VIO HF-Chirurgiegeräte der Modellreihe C decken bei optimalem Preis-Leistungsverhältnis alle Anforderungen der ambulanten Facharztpraxis ab. Mit mono- und bipolarem Koagulieren sowie monopolarem Schneiden. In der Buchsenausstattung hat der Anwender freie Wahl, ebenso können individuelle Programme gespeichert werden. Darüber hinaus bietet AUTO START ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit in der Anwendung.

- Intuitive Bedienung
- Maximale CUT-Leistung von 100 Watt
- Feinste Abstimmung im unteren Leistungsbereich (1-20 Watt) ermöglicht präzises Arbeiten mit mikrochirurgischen Nadeln
- Konfigurierbare Buchsenmodule
- AUTO START
- Speicherung von 4 vordefinierten Programmen (überschreibbar)

Technische Daten**Ausgangsleistung**

Maximale Cut-Leistung	bis zu 100 Watt
Maximale Coag-Leistung	bis zu 80 Watt
Sicherheitssystem	ja

Netzanschluss

Netzspannung	100-120 / 220-240 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz

Abmessungen und Gewicht

Breite x Höhe x Tiefe	280 x 135 x 300 mm
Gewicht	4 kg

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
---------------------------	---------

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	I
Typ nach EN 60 601-1	CF

