

**VIO® 50 C****No: 10140-550**

Das VIO-Kompaktgerät für die chirurgische Praxis



Die VIO HF-Chirurgiegeräte der Modellreihe C decken bei optimalem Preis-Leistungsverhältnis alle Anforderungen der ambulanten Facharztpraxis ab. Mit mono- und bipolarem Koagulieren sowie monopolarem Schneiden. In der Buchsenausstattung hat der Anwender freie Wahl, ebenso können individuelle Programme gespeichert werden.

- Intuitive Bedienung
- Maximale CUT-Leistung von 50 Watt
- Digitale Leistungsanzeige
- Feinste Abstimmung im unteren Leistungsbereich (1-20 Watt) ermöglicht präzises Arbeiten mit mikrochirurgischen Nadeln
- Konfigurierbare Buchsenmodule
- Wechselseitiger Abruf von Modes mit hinterlegten Leistungseinstellungen
- Speicherung von 2 vordefinierten Programmen (überschreibbar)

**Technische Daten****Ausgangsleistung**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Maximale Cut-Leistung</b>  | bis zu 50 Watt |
| <b>Maximale Coag-Leistung</b> | bis zu 50 Watt |
| <b>Sicherheitssystem</b>      | ja             |

**Netzanschluss**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Netzspannung</b> | 100-120 / 220-240 V |
| <b>Netzfrequenz</b> | 50 / 60 Hz          |

**Abmessungen und Gewicht**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Breite x Höhe x Tiefe</b> | 280 x 135 x 300 mm |
| <b>Gewicht</b>               | 4 kg               |

**Weitere Produkthinweise**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Verpackungseinheit</b> | 1 Stück |
|---------------------------|---------|

**Normen**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>Klassifizierung nach 93/42 EWG</b> | IIb |
| <b>Schutzklasse nach EN 60 601-1</b>  | I   |
| <b>Typ nach EN 60 601-1</b>           | CF  |

