

G3

Pulsoximeter

- Hochauflösender 2,8"-Farbbildschirm (Diagonale 7,1 cm)
- Zwei Anzeigelayouts: große Ziffern und Kurve
- Optische und akustische Alarmer
- Philips SpO₂-Technologie
- Anwendungen von Neugeborenen bis zu Erwachsenen
- Praktische Schutzabdeckung

GOLDWAY

GOLDWAY

GOLDWAY

GOLDWAY

www.goldwayhealthcare.com



A Philips Healthcare Company

G3

Pulsoximeter

SpO₂

Philips SpO₂-Technologie

Messbereich: 0%–100%

Genauigkeit: 70%–100%, je nach Sensor
0%–69%, nicht spezifiziert

Pulsrate (PR)

Messbereich: 30/min–240/min

Genauigkeit: ±2/min oder ±2% (der größere Wert gilt)

Bildschirm

Typ: TFT-LCD-Farbbildschirm

Diagonale: 2,8" (7,1 cm)

Auflösung: 240 x 320 Pixel

Kurve: Plethysmogramm

Spezifikationen – Stromversorgung

Stromversorgung: (2) AA-Alkalibatterien, 1,5 V

Sicherheitszulassung und Qualitätssystem

Sicherheitsnorm: IEC60601-1: EN ISO 9919

Qualitätssystem: Zertifiziert nach ISO9001 und ISO13485

Schutz gegen

das Eindringen

von Flüssigkeiten: IPX2

CE-Zeichen gemäß Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG

Gewicht und Abmessungen

Nettogewicht: ca. 0,9 kg (mit Batterie)

Abmessungen: 131 mm (H) x 65 mm (B) x 29 mm (T)

Parameter

Standard: SpO₂ und PR


Datenüberprüfung und -speicherung

Trendtabelle mit 500 Datensätzen, SpO₂ und PR


Sprachen

Englisch, Deutsch, Polnisch, Türkisch, Italienisch, Französisch, Russisch,
Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch

www.goldwayhealthcare.com



Große Ziffern



Kurve mit Ziffern

Änderung der Spezifikationen vorbehalten.