


# AUTOMATISCHER DRUCKINFUSOR

## GENAUE DRUCKEINSTELLUNG. GLEICHBLEIBENDER DRUCK.

*BIEGLER AUTOPRESS* ist ein weiterer Baustein in unserer Wärmelinie. Er kann direkt mit unseren Blut- und Infusionswärmern zum Einsatz kommen oder als Einzelgerät überall dort Verwendung finden, wo Flüssigkeiten unter konstantem Druck verabreicht werden sollen.

**NEW**





- Gleichbleibender Druck
- Genaue Druckeinstellung durch elektronische Regelung
- Verwendbare Druckmanschetten 2 x 500, 2 x 1000 oder 2 x 3000 cc
- Schienen- und Stativmontage möglich
- Kompakte Ausführung
- Druck auf 300 mmHg limitiert
- Netzbetrieb
- Druckmanschetten können schnell und sicher entleert werden
- Signifikante Reduzierung der Vorbereitungszeit

### TECHNISCHE DATEN

<b>Gerät:</b>	Automatischer Druckinfusor
<b>Typenbezeichnung:</b>	Autopress
<b>Leistungsaufnahme:</b>	max. 96 W
<b>Type:</b>	netzbetrieben
<b>Klassifizierung:</b>	Ila nach Regel 9
<b>Schutzgrad:</b>	B
<b>Abmessungen:</b>	100 x 230 x 180 mm
<b>Gewicht:</b>	2,1 kg
<b>Betriebsart:</b>	Dauerbetrieb
<b>Eingang:</b>	110V-240V AC, 50-60 Hz
<b>Zubehör:</b>	Druckmanschette 500 cc Druckmanschette 1000 cc Druckmanschette 3000 cc

**BIEGLER**  
MEDIZIN ELEKTRONIK



CE  
0123

**BIEGLER GmbH**  
Allhangstrasse 18a, 3001 Mauerbach, Austria  
Tel: +43 1 979 21 05, Fax: +43 1 979 21 05 16  
office@biegler.com, [www.biegler.com](http://www.biegler.com)